



**Prefeitura Municipal de São José do vale do Rio Preto**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Memorando nº 136/SMS/2023**

**Em, 19 de maio de 2023.**

**Ilustríssima Senhora,**

Pelo presente, considerando a necessidade de aquisição de material de consumo, vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria aquisição via dispensa licitatória do item, conforme planilha anexa.

Salientamos que o mesmo, é necessário para cumprir Decisão Judicial de Tutela de urgência de natureza antecipada, determinando a Secretaria Municipal de Saúde cumprimento, no prazo de 10 (dias), conforme R. Decisão anexa.

Refere-se ao processo: 0800548-50.2023.8.19.0076, paciente: MARIA AMELIA DA CRUZ ZIMBRAO, a qual necessita de intervenção cirúrgica para "IMPLANTE DE SLING VAGINAL TOVT".

Considerando que não há registro de preço do item, e se tratando de decisão para ser cumprida imediatamente, sua aquisição se faz de extrema urgência, não sendo possível aguardar futuro procedimento licitatório.

Sem mais, subscrevemos o presente com elevados protestos da mais alta estima e distinta consideração.

**Rafaella Teixeira Rampini**  
**Secretária Municipal de Saúde**

Prezada Senhora  
**Edmara Ferreira de Freitas**  
MD. Chefe do Setor de Compras

**Prefeitura Municipal de São José do vale do Rio Preto**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Memorando nº 136/SMS/2023**

**Em, 19 de maio de 2023.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	<p><b>SISTEMA DE SLING TRANSOBTURATÓRIO DE URETRA MEDIA.</b></p> <p>Conjunto de características aprimoradas concebidas para proporcionar colocação suave do sling, possibilidade de ajuste intraoperatório com mínima ruptura de tecido e melhor visualização por parte do médico, auxiliando na colocação precisa do sling.</p> <p>Sistema de sling transobturatório – Curvado</p> <p>Unidade única</p> <p>Características da tela:</p> <p>Espessura da tela: 0,66 mm.</p> <p>Tamanhos dos poros: 1 182 µm.</p> <p>Tamanho da fibra (diâmetro): 0,15 mm.</p> <p>Peso (g/m2): 100.</p> <p>Tela e hastes dos dilatadores azuis.</p> <p>Alça de ligação: Projetada para facilitar o encaixe e a remoção da agulha.</p> <p>Design da agulha: O comprimento da ponta da agulha é concebido para facilitar a passagem pelas anatomias mais variadas. As configurações de duas agulhas permitem que os médicos escolham a agulha que melhor atende a sua preferência.</p> <p>Sem revestimento da bainha plástica no segmento suburetral para proporcionar visibilidade e auxiliar a colocação precisa.</p> <p>Hastes dos dilatadores: Concebidas para criar uma pequena trilha de aplicação devido à fina espessura das hastes, proporcionando uma aplicação suave do sling através da anatomia, com mínima ruptura de tecido.</p> <p>Aba centralizadora: A aba centralizadora azul identifica o centro da tela e oferece igual distribuição da tela nos dois lados da uretra. A aba centralizadora pode ser usada para auxiliar a tensionar o implante da tela.</p> <p>Material constituído de polipropileno, com um segmento suburetral sem rebarbas. Essa borda única selada a quente é mais macia, o que proporciona os seguintes benefícios potenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Risco reduzido de que a tela se deforme durante o tensionamento. O segmento suburetral da tela é concebido para manter sua integridade.</li></ul>	UND	01

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• A tela sem rebarbas potencialmente reduzirá a irritação na parede uretral anterior.</li></ul> |  |  |
|--|---|--|--|

**Foto do item:**

